

Expedited Parcel™ | Colis accélérés^{MC}

Tracking Number

Instructions

1. Choose a box designed for shipping.
2. Wrap your items so that they are secure in the box and seal the box using proper shipping tape.
3. Cut the label on the dotted line and retain this half for tracking purposes.
4. Tape the label so it appears squarely on the largest side of the box (**do not bend it around sides or end of box**). Do not tape over any part of the barcode on the label.
5. Take the parcel to a Canada Post retail outlet for shipping.

1. Choisissez une boîte conçue pour l'expédition.
2. Embalquez solidement vos articles dans la boîte et scellez le tout avec du ruban d'expédition.
3. Découpez l'étiquette le long du pointillé et conservez cette partie pour suivi.
4. Apposez l'étiquette pour qu'elle paraisse entièrement sur le côté le plus grand de la boîte (**ne pas la replier sur les côtés**). Ne recouvrez aucune partie du code à barres de l'étiquette.
5. Apportez le colis à un comptoir postal de Postes Canada pour expédition.

A barcode should be printed on the label because Delivery Confirmation is selected. If no bar code is visible, please contact the help desk at 1-877-376-1212 for assistance.
Un code à barres devrait être imprimé sur l'étiquette lorsque la confirmation de livraison est choisie. Si le code à barres n'apparaît pas, veuillez communiquer avec le service d'assistance au 1-877-376-1212.

Numéro de repérage

To: QUANTUM LIFECYCLE PARTNERS
À:

Ref./Réf. 1 : ML5
Ref./Réf. 2 : custref2

CUT HERE / DÉCOUPER ICI

2

Expedited Parcel™ | Colis accélérés^{MC}

TO: / À:

QUANTUM LIFECYCLE PARTNERS
QUANTUM TORONTO
700 ORMONT DRIVE
TORONTO ON M9L 2V4

M9L 2V4

TRACKING NUMBER

N° DE REPÉRAGE

Sender warrants that this item does not contain non-mailable matter.
L'expéditeur garantit que cet envoi ne contient pas d'objet inadmissible.

FROM: / DE

Quantum Toronto
1079 SPRUCEDALE LANE
MONTREAL QC H2B 1A0

1x1x1cm

15.000
KG VE/EV

MANIFEST REQ
MANIFESTE REQ

EST/OÉE V2206b.1.808 SPEC 3696 V5

P/F: 4013615

CC

PIN / NIP:
Ref./Réf. 1: ML5
Ref./Réf. 2: custref2