

Expedited Parcel™ | Colis accélérés^{MC}

Tracking Number

Instructions

1. Choose a box designed for shipping.
2. Wrap your items so that they are secure in the box and seal the box using proper shipping tape.
3. Cut the label on the dotted line and retain this half for tracking purposes.
4. Tape the label so it appears squarely on the largest side of the box (**do not bend it around sides or end of box**). Do not tape over any part of the barcode on the label.
5. Take the parcel to a Canada Post retail outlet for shipping.

1. Choisissez une boîte conçue pour l'expédition.
2. Embalquez solidement vos articles dans la boîte et scellez le tout avec du ruban d'expédition.
3. Découpez l'étiquette le long du pointillé et conservez cette partie pour suivi.
4. Apposez l'étiquette pour qu'elle paraisse entièrement sur le côté le plus grand de la boîte (**ne pas la replier sur les côtés**). Ne recouvrez aucune partie du code à barres de l'étiquette.
5. Apportez le colis à un comptoir postal de Postes Canada pour expédition.

To: QUANTUM LIFECYCLE PARTNERS
À: QUANTUM LIFECYCLE PARTNERS

Ref./Réf. 1 : ML5
Ref./Réf. 2 : custref2

Numéro de repérage

CUT HERE / DÉCOUPER ICI

A barcode should be printed on the label because Delivery Confirmation is selected. If no bar code is visible, please contact the help desk at 1-877-376-1212 for assistance.
Un code à barres devrait être imprimé sur l'étiquette lorsque la confirmation de livraison est choisie. Si le code à barres n'apparaît pas, veuillez communiquer avec le service d'assistance au 1-877-376-1212.

2

Expedited Parcel™ | Colis accélérés^{MC}

TO: / À:

QUANTUM LIFECYCLE PARTNERS
QUANTUM TORONTO
700 ORMONT DRIVE
TORONTO ON M9L 2V4

M9L 2V4

TRACKING NUMBER

N° DE REPÉRAGE

Sender warrants that this item does not contain non-mailable matter.
L'expéditeur garantit que cet envoi ne contient pas d'objet inadmissible.

FROM: / DE	1x1x1cm	15.000
Quantum Toronto 1079 SPRUCEDALE LANE MILTON ON L9T 5P6	MANIFEST REQ MANIFESTE REQ	KG VE/EV
EST/OÉE V2302.0.860 SPEC 3696 V5	P/F: 4013615	CC
PIN / NIP: Ref./Réf. 1: ML5 Ref./Réf. 2: custref2		